

**Prodotto originale Galli - MADE IN ITALY -**

- \* Elegante Struttura esterna verniciata senza solvente
- \* Efficiente coibentazione eco-compatibile multistrato
- \* Camera in Acciaio INOX AISI 304 con angoli arrotondati
- \* Guarnizioni in Silicone per alta temperatura
- \* Porta coibentata con chiusura a compressione
- \* Basso consumo energetico
- \* Piedini regolabili in altezza
- \* Foro passante per introduzione sonde di controllo

**Sistema di controllo AdvancedGalliSystem GREEN**

- \* Microprocessore con doppio Display DIGITALE
- \* Visualizzazione contemporanea Set Point e Temperatura Interna
- \* Algoritmo di Controllo Ottimizzato con Azioni PID
- \* Funzione Autotuning per autosintonizzazione parametri
- \* Sonda di temperatura al Platino PT100 Classe A
- \* Relè Statico "Zero Crossing" antidisturbo
- \* Timer programmabile 99h 59m con 5 modalità di funzionamento
- \* 1 Programma da 8 spezzate con rampe e stasi



**GESTIONE ENERGETICA \* Visualizzazione della potenza impiegata e dell'energia consumata \***

**Dotazione di Serie:**

- N°01 Manuale d'uso e manutenzione
- N°01 Dichiarazione conformità CE
- N°01 Certificato di Garanzia 24 Mesi
- N°01 Certificato di Taratura a +150°C riferimento ACCREDIA
- N°02 Ripiani antiribaltamento, estraibili, regolabili in altezza

**Dispositivi di Sicurezza**

- \* Fusibili Bipolari a protezione completa dell'impianto
- \* Interruttore Generale Bipolare Luminoso Verde
- \* Diagnostica di gestione Allarmi integrata
- \* Sistema di controllo soglia Set Point regolabile con relè indipendente
- \* Termostato Sicurezza Classe 3.1 - DIN12880 - Regolabile ed Indipendente

Mod. GHIBLI Stufa da Laboratorio ad Aria Naturale						GREEN AdvancedGalliSystem							+300°C	
Codice	L	P	H	L	Stile	Advanced Galli System Control	Display Digitale	PID	Sonda	Auto Tuning	OffSet	Sicurezza Classe	Timer	1 Programma
GHIBN050BXXXX	400	330	360	50	da Banco	AGSystem GREEN	Doppio	YES	Pt100	YES	YES	Cl 3.1	YES	1 Pro da 8 Spezzate
GHIBN080BXXXX	460	430	390	80	da Banco	AGSystem GREEN	Doppio	YES	Pt100	YES	YES	Cl 3.1	YES	1 Pro da 8 Spezzate
GHIBN120BXXXX	460	430	590	120	da Banco	AGSystem GREEN	Doppio	YES	Pt100	YES	YES	Cl 3.1	YES	1 Pro da 8 Spezzate

Mod. GHIBLI Stufa da Laboratorio a Ventilazione Forzata						GREEN AdvancedGalliSystem							+300°C	
Codice	L	P	H	L	Stile	Advanced Galli System Control	Display Digitale	PID	Sonda	Auto Tuning	OffSet	Sicurezza Classe	Timer	1 Programma
GHIBF050BXXXX	400	290	400	50	da Banco	AGSystem GREEN	Doppio	YES	Pt100	YES	YES	Cl 3.1	YES	1 Pro da 8 Spezzate
GHIBF080BXXXX	460	390	430	80	da Banco	AGSystem GREEN	Doppio	YES	Pt100	YES	YES	Cl 3.1	YES	1 Pro da 8 Spezzate
GHIBF120BXXXX	460	390	630	120	da Banco	AGSystem GREEN	Doppio	YES	Pt100	YES	YES	Cl 3.1	YES	1 Pro da 8 Spezzate



**Dal 1960 Progettazione – Costruzione – Vendita e Assistenza di Apparecchi Scientifici ed Industriali**

[www.galli2europe.com](http://www.galli2europe.com)

Camere Climatiche – Shock Termico – Stufe – Forni – Incubatori – CO2 – Scanner - Bagni – Criostati – UV-Xenon – Nebbie Saline – Prove Cicliche - VOC  
 Phone 0039-02-90.72.07.05 Fax 0039-02-90.72.38.51

**Azienda Certificata UNI EN ISO 9001:2008 e FGAS CE 303/2008**