

**Mod. GENESIS Incubatore da Laboratorio**

**GREEN AdvancedGalliSystem**

**+99,9°C**

**Prodotto originale Galli - MADE IN ITALY -**

- \* Elegante Struttura esterna verniciata senza solvente
- \* Efficiente coibentazione eco-compatibile multistrato
- \* Camera in Acciaio INOX AISI 304 con angoli arrotondati
- \* Guarnizioni in Silicone per alta temperatura
- \* Porta coibentata con chiusura a compressione
- \* Basso consumo energetico
- \* Piedini regolabili in altezza
- \* Foro passante per introduzione sonde di controllo

**Sistema di controllo AdvancedGalliSystem GREEN**

- \* Microprocessore con doppio Display DIGITALE
- \* Visualizzazione contemporanea Set Point e Temperatura Interna
- \* Algoritmo di Controllo Ottimizzato con Azioni PID
- \* Funzione Autotuning per autosintonizzazione parametri
- \* Sonda di temperatura al Platino PT100 Classe A
- \* Relè Statico "Zero Crossing" antidisturbo
- \* Timer programmabile 99h 59m con 5 modalità di funzionamento
- \* Controporta interna in vetro per l'osservazione interna



**GESTIONE ENERGETICA \* Visualizzazione della potenza impiegata e dell'energia consumata \***

**Dotazione di Serie:**

- N°01 Manuale d'uso e manutenzione
- N°01 Dichiarazione conformità CE
- N°01 Certificato di Garanzia 24 Mesi
- N°01 Certificato di Taratura a +37,0°C riferimento ACCREDIA
- N°02 Ripiani antiribaltamento, estraibili, regolabili in altezza

**Dispositivi di Sicurezza**

- \* Fusibili Bipolari a protezione completa dell'impianto
- \* Interruttore Generale Bipolare Luminoso Verde
- \* Diagnostica di gestione Allarmi integrata
- \* Sistema di controllo soglia Set Point regolabile con relè indipendente
- \* Termostato Sicurezza Classe 3.1 - DIN12880 - Regolabile ed Indipendente